



Racegel

Gel zur Vorbereitung der Gingiva



RACEGEL IST DAS EINZIGE GEL MIT REVERSIBLEM THERMO-EFFEKT ZUR VORBEREITUNG DER GINGIVA.




Adstringierender Effekt

- **Kontraktion des Weichgewebes** durch 25 % Aluminiumchlorid-Anteil
- **Optimale Kontrolle** der Blutung ohne Verfärbung der Gingiva
- **Zusätzliche Mittel** zur Blutstillung sind **nicht erforderlich**
- **Einfacher Zugang** zu subgingivalen Rändern
- **Sauberer und trockener** Arbeitsbereich



Atraumatische Vorbereitung der Gingiva

- **Von flüssigem zu dickflüssigem Gel** – einzigartige Viskosität mit Thermo-Effekt:
 - Racegel hat in der Spritze bei Raumtemperatur (20° C) eine niedrige Viskosität und ist nahezu flüssig.
 - In Kontakt mit Oralgewebe (35° C) und somit steigender Temperatur erhöht sich die Viskosität von Racegel und nimmt eine gelartige Konsistenz an.



Einfache, schnelle und präzise Anwendung


- **Ready-to-use Spritzen** mit vorgebogenen Applikationsspitzen
- **Leichte Einführung** des Gels in den Sulkus
- Gel **läuft und tropft nicht** weg während des Auftrags
- **Orangefarben** für eine gute **Sichtbarkeit** des Gels



Bei tiefer liegenden subgingivalen Rändern optional auch mit Retraktionsfaden anwendbar

Schnell und sicher abzuspülen

- Viskosität mit **reversiblen Thermo-Effekt**:
 - Die Viskosität von Racegel sinkt beim Abspülen mit kaltem Wasser
 - Keine Mikroverletzung, keine Nachblutung nach dem Abspülen von Racegel



Präzise Abformung trotz minimaler Verdrängung



Die Gingiva wird minimal zur präzisen Wiedergabe der cervikalen Ränder verdrängt – dennoch werden hochwertige Ergebnisse bei der Abformung erzielt.

Racegel

Der effiziente Weg zur Vorbereitung der Gingiva

Racegel vs. Retraktionspasten	Racegel vs. Hämostatische Lösungen	Racegel vs. Retraktionsfäden
keine zusätzlichen hämostatischen Mittel erforderlich	Gel bleibt stabil, fließt und tropft nicht weg	einfacher und schneller zu platzieren
gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva	keine Verfärbung der Gingiva	verursacht bei Entfernung keine Nachblutung
keine zusätzlichen Applikationshilfen erforderlich	gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva	gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva
Himbeergeschmack sorgt für mehr Patientenakzeptanz	komfortables System mit Ready-to-use Spritzen	erhält die natürliche Struktur des Saumepithels



Packungsinhalt

3 Spritzen und 30 vorgebogene Applikationsspitzen

Racegel erhalten Sie bei Ihrem Dentalhandelspartner.



Septodont GmbH
 Felix-Wankel-Straße 9 · 53859 Niederkassel
 T 0228 97126-0 · F -66 · info@septodont.com
 www.septodont.com

The Dental Pharmaceutical Company
 INNOVATIVE, SAFE AND EFFECTIVE SOLUTIONS FOR DENTISTRY WORLDWIDE